

Die neue Röntgen-Speicherfolientechnik im Überblick

SPEICHERFOLIENSCANNER DÜRR VISTASCAN

Technische Daten:

Maße (HxBxT):

Gewicht:

Aufstellung:

Geräusch:

PC-Verbindung:

Netzanschluss:

Anschlussleistung:

Laser-Schutzklasse:

Kleinste Pixelgröße:

Theoretische Auflösung:

Software:

PC-Anforderungen und

Schnittstellen zu

Fremdsoftware:

VistaScan Omni

72 x 38 x 38 cm

22 kg

Wandmontage oder
auf Arbeitsfläche

ca. 49 dB(A)

LPT im EPP-Mode, USB

100-240 V/50-60 Hz

70 W

I (EN60825-1)

12,5 µm

Je nach Speicherfolie max.

40 Linienpaare pro mm

(LP/mm)

DBSWIN 3.X

Aktuelle Übersicht unter:

www.duerr.de

VistaScan Combi

61 x 38 x 38 cm

21 kg

Wandmontage oder
auf Arbeitsfläche

ca. 49 dB(A)

LPT im EPP-Mode, USB

100-240 V/50-60 Hz

70 W

I (EN60825-1)

12,5 µm

Je nach Speicherfolie max.

40 Linienpaare pro mm

(LP/mm)

DBSWIN 3.X

Aktuelle Übersicht unter:

www.duerr.de

VistaScan Intra

54 x 38 x 38 cm

20 kg

Wandmontage oder
auf Arbeitsfläche

ca. 49 dB(A)

LPT im EPP-Mode, USB

100-240 V/50-60 Hz

70 W

I (EN60825-1)

12,5 µm

Je nach Speicherfolie max.

40 Linienpaare pro mm

(LP/mm)

DBSWIN 3.X

Aktuelle Übersicht unter:

www.duerr.de

Konformität nach Direktive 93/42/EEC

Formate:

Intraoral:

Extraoral:

Ceph:

VistaScan Omni

2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4

5,7 x 7,6 / 15 x 30 / 12,7 x 30,5

18 x 24 / **24 x 30**

VistaScan Combi

2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4

5,7 x 7,6 / 15 x 30 / 12,7 x 30,5

18 x 24


VistaScan Intra

2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4

5,7 x 7,6


Zubehör:

Dürr Speicherfolien




Speicherfolien in allen gängigen
dentalen Formaten

Dürr Folienkassetten



Folienkassetten in Folienkassettenhalter

Dürr ReSetter



Gleich bleibende und schonende
Löschung der Speicherfolien

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höffigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen

www.duerr.de
info@duerr.de

